


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель  
здравоохранения  
Беларусь

Министра  
Республики

Б.Н. Андросюк  
« 04 » 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
набора реагентов

для определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека  
методом иммуноферментного анализа

СтероидИФА-эстрадиол  
ТУ ВУ 101431475.096 – 2020  
Комплект 1, Комплект 2

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
РУП «Центр аккредитации и испытаний в  
здравоохранении»

Г.И. Минько  
« 04 » 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Главный врач  
УЗ «10-я городская клиническая  
больница» г. Минска

В.И. Исачкин  
« 04 » 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Главный врач  
УЗ «Минский клинический  
консультативно-диагностический  
центр»

Н.М. Предко  
« 04 » 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Главный врач  
ГУ «Республиканский центр  
медицинской реабилитации  
и бальнеолечения»

Н.В. Карлович  
« 08 » 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
СП ООО «ФАРМАЛЭНД»  
Г.И. Благовещенский

« 30 » 2020 г.





## 2.1. Состав и комплектации набора

Набор выпускается в двух комплектациях (таблица 1):

**Комплек 1:** на 96 определений при проведении анализа вручную в дубликатах 40 неизвестных проб или в монопликатах 88 неизвестных проб<sup>1</sup> при использовании 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

**Комплек 2:** на 96 определений при проведении анализа на автоматическом ИФА-анализаторе<sup>2</sup> в монопликатах 88 неизвестных проб, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

**Обратите внимание:** при каждой постановке анализа обязательно нужно определять оптические плотности (ОП) калибровочных проб и ОП раствора ТМБ, а также концентрацию контрольной сыворотки (КС) в соответствии со схемой маркировки лунок.

**Примечание:** в случае дробного применения набор может быть использован только в течение шести месяцев после вскрытия компонентов набора.

- комплект из двенадцати 8-луночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к эстрадиолу, маркирован «Стрипы с антителами к эстрадиолу» — 1 упаковка;
- калибровочные пробы (КП) на основе водно-солевого раствора, содержащие известные количества эстрадиола; точные значения концентраций эстрадиола (в диапазоне 0-2000 пг/мл) в КП указаны на этикетках флаконов и/или в паспорте набора реагентов – 6 или 8 флаконов (по 0,5 мл и 1,0 мл) в зависимости от варианта комплекта;
- контрольная сыворотка на основе водно-солевого раствора, с известным содержанием эстрадиола, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1 или 2 флакона (по 0,5 мл) в зависимости от варианта комплекта;

**Примечание:** дополнительные флаконы калибровочных проб №3, №4 и контрольной сыворотки предназначены для рекалибровки по референсной калибровочной кривой при постановке на автоматическом ИФА-анализаторе. За более подробной информацией обращайтесь к инструкции к автоматическому ИФА-анализатору.

- конъюгат эстрадиол-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» — 2 или 3 флакона (по 11 мл) в зависимости от варианта комплекта;
- концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р (20X)» — 2 флакона (по 14 мл) или 1 флакон (50 мл) в зависимости от варианта комплекта;
- раствор тетраметилбензидина, содержащий тетраметилбензидин, перекись водорода и стабилизаторы, маркирован «Раствор ТМБ» — 1 или 2 флакона (по 14 мл) в зависимости от варианта комплекта;
- стоп-реагент, 3,59% раствор соляной кислоты, маркирован «Стоп-реагент» — 1 или 2 флакона (по 14 мл) в зависимости от варианта комплекта;

<sup>1</sup> При своевременной проверке измерительного оборудования (пипеток полуавтоматических и спектрофотометра вертикального сканирования), что позволяет свести к минимуму негативное влияние на результат неисправного оборудования

<sup>2</sup> Допускается постановка анализа на различных автоматических ИФА-анализаторах открытого типа, за информацией о необходимой комплектации набора и программе проведения анализа обращайтесь к производителю набора (СП ООО «Фармлэнд», тел/факс: +375-17-3733190).

- одноразовый наконечник для многоканальных пипеток – 16 шт. (только для комплекта 1);
- одноразовая ванночка для реагентов– 2 шт. (только для комплекта 1);
- пакет закрывающийся полиэтиленовый (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена, либо в пакет из алюминиевой фольги) – 1 шт.
  - -концентрированный раствор Триала – 3 фл. по 20 мл (только для комплекта 2);
  - -многоцелевые полипропиленовые пробирки 12x75мм вместимостью 5 мл – 100 шт. (только для комплекта 2).

Таблица 1

Название компонента	Комплект 1	Комплект 2
1.Стрипы	1 шт.	1 шт.
2.Калибровочная проба № 1	1 фл. - 1,0 мл	1 фл. - 1,0 мл
3.Калибровочная проба № 2	1 фл. по 0,5 мл	1 фл. по 0,5 мл
4.Калибровочная проба № 3	1 фл. по 0,5 мл	2 фл. по 0,5 мл
5.Калибровочная проба № 4	1 фл. по 0,5 мл	2 фл. по 0,5 мл
6.Калибровочная проба № 5	1 фл. по 0,5 мл	1 фл. по 0,5 мл
7.Калибровочная проба № 6	1 фл. по 0,5 мл	1 фл. по 0,5 мл
8.Контрольная сыворотка	1 фл. - 0,5 мл	2 фл. по 0,5 мл
9.Конъюгат E	2 фл. по 11 мл	3 фл. по 11 мл
10.Буфер Р (20X)	2 фл. по 14 мл	1 фл. – 50 мл
11.Раствор ТМБ	1 фл. – 14 мл	2 фл. по 14 мл
12.Стоп-реагент	1 фл. – 14 мл	2 фл. по 14 мл
13.Одноразовый наконечник для многоканальных пипеток	16 шт.	-
14.Одноразовая ванночка для реагентов	2 шт.	-
15.Триал	-	3 фл. по 20 мл
16.Пробирки	-	100 шт.
17.Пакет закрывающийся полиэтиленовый	1 шт.	1 шт.

В комплект поставки входят: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.

### 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**3.1.** Повышение концентрации гемоглобина (до 5 мг/мл), билирубина (до 0,1 мг/мл), сывороточного альбумина (до 50 мг/мл) или триглицеридов (до 15 мг/мл) в некоторых пробах не оказывает негативного воздействия на

результаты анализа, но не следует использовать гемолизированные или мутные образцы.

**3.2.** Коэффициент вариации результатов определения эстрадиола в одном и том же образце сыворотки и плазмы крови человека с использованием набора не превышает 8%.

**3.3.** Линейность. Зависимость концентрации эстрадиола в образцах сыворотки и плазмы крови при разведении их калибровочной пробой №1 имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб №2-№6 и составляет 90–110%.

**3.4.** Точность. Определяется в тесте на «открытие» — проверке соответствия значения определяемой концентрации эстрадиола расчетной величине, полученной путем смешивания равных объемов контрольных растворов с установленной концентрацией. Процент открытия в наборе составляет 90–110%.

**3.5.** Аналитическая чувствительность. Диапазон определяемой концентрации: (8,6 – 2000) пг/мл.

**3.6.** Клиническая проверка. Содержание эстрадиола измеряли в 101 образце сыворотки и плазмы крови, взятой с 9 до 11 часов у здоровых лиц разного пола и возраста.

Диапазон ожидаемых значений у здоровых лиц представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Женщины	Фолликулиновая фаза	30 – 100 пг/мл
	Овуляция	130 – 350 пг/мл
	Лютеиновая фаза	50 – 180 пг/мл
	Менопауза	< 60 пг/мл
Дети		< 40 пг/мл
Мужчины		< 60 пг/мл

Диапазон ожидаемых значений зависит от многих факторов: специфичности метода, особенностей исследуемой популяции, точности метода в конкретной лаборатории. По этой причине каждой лаборатории рекомендуется использовать предоставленные изготовителем значения только до тех пор, пока специалистами лаборатории не будут определены диапазоны ожидаемых значений, характерных для конкретной популяции в месте расположения лаборатории.

**Примечание:** в наборе значения концентраций калибровочных проб выражены в пг/мл. Для пересчета концентраций эстрадиола в пмоль/л необходимо значение концентрации в пг/мл умножить на 3,67.

**3.7.** Ограничение теста. Пробы пациентов, принимающих накануне сдачи крови лекарственные средства, употребляющих соленую, жирную и острую пищу, употребляющих алкоголь, подверженных стрессам и физическому перенапряжению, для анализа с помощью набора использовать недопустимо.

#### **4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ**

**4.1.** Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными. Однако работа со всеми исследуемыми образцами сыворотки (плазмы) крови человека, которые следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В или любой другой возбудитель вирусной инфекции, с отработанными растворами и жидкостями,

различным оборудованием, которое может быть загрязнено в процессе анализа, требует определенных мер безопасности при использовании набора:

- работу необходимо проводить в специально оборудованном помещении;
- работать необходимо с применением средств индивидуальной защиты и с соблюдением мер предосторожности в соответствии с требованиями [1], [2], [4], [5], [7].

**4.2.** Стоп-реагент представляет собой 3,59% раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

**4.3.** При работе с набором рабочие места должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

**4.4.** Все лица, работающие в лаборатории с наборами, должны проходить обязательный медицинский осмотр в соответствии с требованиями [3].

**4.5.** Утилизация медицинских отходов и/или неиспользованных наборов с истекшим сроком годности должна производиться в соответствии с требованиями [6].

## **5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ**

- спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в лунках при длинах волн 450 нм и 620-630 нм<sup>3</sup>;
- прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание с амплитудой колебаний (3-4) мм и частотой (4-8) Гц при температуре 37° С;
- автоматическое промывочное устройство (вошер) для иммунологических планшетов<sup>4</sup>;
- пробирки полипропиленовые объемом 1,5 мл одноразовые (фирма SARSTEDT, кат. номер 72.690.001, или аналогичные им по качеству и назначению);
- пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными одноразовыми наконечниками<sup>4</sup> с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 20–200 мкл; на 100–1000 мкл; на 1000–5000 мкл; аттестованные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 3 %);
- пипетка полуавтоматическая восьмиканальная со сменными одноразовыми наконечниками<sup>4</sup>, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл, аттестованная по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 3%);
- цилиндр мерный, позволяющий отмерять 50-500 мл;
- стакан стеклянный вместимостью 500 мл;
- вода дистиллированная или очищенная деионизованная;
- бумага фильтровальная;
- перчатки резиновые или пластиковые;
- дезинфицирующий раствор на основе третичных аминов, ЧАС или спиртов;
- контейнер для дезинфекции;
- ванночки для внесения реагентов восьмиканальной пипеткой;
- холодильник бытовой;

<sup>3</sup> Допускается использование автоматических анализаторов для ИФА открытого типа, за информацией о необходимой комплектации набора и программе проведения анализа обращайтесь к производителю набора в СП ООО «Фармлэнд».

<sup>4</sup> Повторное использование наконечников не допускается. При внесении каждого образца необходимо использовать новый наконечник

- образцы сывороток крови человека (с повышенным, нормальным и пониженным содержанием эстрадиола) или аттестованные контрольные сыворотки с низкой, средней и высокой концентрацией эстрадиола (далее - ОС/АКС) или Внутренняя контрольная панель (ВКП-эстрадиол-линейность/открытие) (ООО «Компания Алкор Био», РФ) (далее - ВКП);
- калибровочная проба №1 – 1 флакон для комплектации №1 и 2 флакона для комплектации №2;
- контрольная сыворотка – 1 флакон для комплектации №1.

Дополнительно для проведения анализа в термостате:

- термостат, поддерживающий температуру +37°C.

Дополнительно для проведения анализа на автоматическом ИФА-анализаторе

- автоматический ИФА-анализатор<sup>3</sup>;
- многоцелевые полипропиленовые пробирки 12x75 вместимостью 5 мл;
- концентрированный водный раствор Триала, 5000-кратный концентрат, маркирован «Триал».

## **6. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ**

**6.1.** Забор крови из вены осуществляют с соблюдением правил асептики. После формирования сгустка сыворотку отделяют путем центрифугирования. Забор крови для получения плазмы осуществляют в пробирку, содержащую антикоагулянт (цитрат натрия, гепарин или ЭДТА). После центрифугирования сыворотку или плазму переносят в отдельную пробирку. Эквивалентность образцов сыворотки и плазмы крови человека, содержащей антикоагулянты (цитрат натрия, гепарин или ЭДТА), подтверждена на 50 образцах с разными количествами эстрадиола каждого вида антикоагулянта в анализе с помощью набора.

**6.2.** Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную или мутную сыворотку или плазму, а также образцы сыворотки или плазмы, содержащие азид натрия.

**6.3.** Образцы сыворотки или плазмы крови разрешается хранить при температуре от +2 до +8°C не более 3 суток; при необходимости более длительного хранения рекомендуется аликвотировать образец и хранить в замороженном виде при температуре -20°C и ниже. Не допускается повторное замораживание образца.

**6.4.** Разведение исследуемых образцов сыворотки или плазмы крови. Если по предварительным данным или по результатам анализа значения концентрации эстрадиола выше КП №6, образцы следует развести КП №1.

## **7. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА**

### **7.1. Подготовка реагентов**

**7.1.1.** Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре (+18...25°C) (далее КТ) не менее 30 минут. Вскрыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов.

**7.1.2.** Калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.

**7.1.3.** Конъюгат готов к использованию.

**7.1.4.** Промывочный раствор. Необходимое количество буфера Р (20X) развести дистиллированной или очищенной деионизованной водой в 20 раз.

Например: 14 мл буфера Р (20X) + 266 мл воды. Тщательно перемешать, избегая пенообразования.

**7.1.5.** Раствор ТМБ готов к использованию.

7.1.6. Стоп-реагент готов к использованию.

7.1.7. Рабочий раствор Триала. Необходимое количество концентрированного раствора Триала развести в 5000 раз дистиллированной или очищенной водой. Например: 1 мл Триала + 4999 мл воды. Тщательно перемешать, избегая пенообразования.

7.1.8. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до КТ.

## 7.2. Постановка анализа

7.2.1. Составить схему внесения образцов (см. Таблицу 3). Лунки промаркировать следующим образом:

A1 – D1 – № 1 – для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ (В<sub>Т</sub>);

E1 – H1 – № 2 – для измерения величины В<sub>1</sub>;

A2 – D2 – № 3 – для измерения величины В<sub>2</sub>;

E2 – H2 – № 4 – для измерения величины В<sub>3</sub>;

A3 – D3 – № 5 – для измерения величины В<sub>4</sub>;

E3 – H3 – № 6 – для измерения величины В<sub>5</sub>;

A4 – D4 – № 7 – для измерения величины В<sub>6</sub>.

A6 – H6 – № 8 – для определения чувствительности (Ч);

A7 – H7 – № 9 – для определения линейности разведения ОС/АКС 1 или ВКП 1 (Л<sub>1</sub>);

A8 – H8 – № 10 – для определения линейности разведения ОС/АКС 2 или ВКП 2 (Л<sub>2</sub>);

A9 – H9 – № 11 – для определения линейности разведения ОС/АКС 3 или ВКП 3 (Л<sub>3</sub>);

A10 – H10 – № 12 – для определения линейности разведения ОС/АКС 4 или ВКП 4 (Л<sub>4</sub>);

A11 – H11 – № 13 – для определения «открытия» (ОТ);

E4 – H4, A5 – H5 – № 14 – для определения концентрации эстрадиола в контрольной сыворотке и КВ.

Таблица 3

СХЕМА ВНЕСЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	В <sub>Т</sub>	В <sub>2</sub>	В <sub>4</sub>	В <sub>6</sub>	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
B	В <sub>Т</sub>	В <sub>2</sub>	В <sub>4</sub>	В <sub>6</sub>	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
C	В <sub>Т</sub>	В <sub>2</sub>	В <sub>4</sub>	В <sub>6</sub>	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
D	В <sub>Т</sub>	В <sub>2</sub>	В <sub>4</sub>	В <sub>6</sub>	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
E	В <sub>1</sub>	В <sub>3</sub>	В <sub>5</sub>	КВ	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
F	В <sub>1</sub>	В <sub>3</sub>	В <sub>5</sub>	КВ	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
G	В <sub>1</sub>	В <sub>3</sub>	В <sub>5</sub>	КВ	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–
H	В <sub>1</sub>	В <sub>3</sub>	В <sub>5</sub>	КВ	КВ	Ч	Л <sub>1</sub>	Л <sub>2</sub>	Л <sub>3</sub>	Л <sub>4</sub>	ОТ	–

7.2.2. Подготовка образцов для тестов на «линейность» и «открытие»



Для комплектации №1: 5 пробирок, объемом 1,5 мл, промаркировать Л<sub>1</sub>; Л<sub>2</sub>; Л<sub>3</sub>; Л<sub>4</sub> и ОТ.

Для комплектации №2: 6 пробирок, объемом 5 мл, промаркировать Л<sub>1</sub>; Л<sub>2</sub>; Л<sub>3</sub>; Л<sub>4</sub>, ОТ и Ч. В пробирку, маркированную Ч, перенести 0,8 мл КП №1.

В пробирку, обозначенную Л<sub>1</sub>, внести 0,3 мл ОС/АКС 1 или ВКП 1 и 0,3 мл калибровочной пробы №1.

В пробирку, обозначенную Л<sub>2</sub>, внести 0,3 мл ОС/АКС 2 или ВКП 2 и 0,3 мл калибровочной пробы №1.

В пробирку, обозначенную Л<sub>3</sub>, внести 0,3 мл ОС/АКС 3 или ВКП 3 и 0,3 мл калибровочной пробы №1.

В пробирку, обозначенную Л<sub>4</sub>, внести 0,3 мл ОС/АКС 4 или ВКП 4 и 0,3 мл калибровочной пробы №1.

В пробирку, обозначенную ОТ, внести 0,3 мл ОС/АКС 5 или ВКП 5 и 0,3 мл контрольной сыворотки.

Содержимое всех пробирок тщательно перемешать.

### **7.2.3. Проведение иммуноферментного анализа для комплекта 1.**

**7.2.3.1.** Отобрать из каждого флакона с калибровочными пробами по 0,025 мл раствора и внести в соответствующие лунки: № 2 и № 8 – КП №1; № 3 – КП №2; № 4 – КП №3; № 5 – КП №4; № 6 – КП №5; № 7 – КП №6. Из пробирок, обозначенных Л<sub>1</sub>, Л<sub>2</sub>, Л<sub>3</sub> и Л<sub>4</sub>, перенести в лунки №№ 9, 10, 11 и 12, соответственно, по 0,025 мл растворов. Из пробирки, обозначенной ОТ, перенести в лунки № 13 по 0,025 мл раствора. Из флакона с контрольной сывороткой отобрать и внести в каждую из 12 лунок, маркированных № 14, по 0,025 мл раствора.

Внести во все лунки, кроме лунок А1 – D1, по 0,2 мл конъюгата .

### **7.2.3.2. Инкубировать стрипы.**

Возможны 2 варианта инкубации:

- в течение 60 минут при встряхивании в термостатируемом шейкере с амплитудой колебаний (3-4) мм и частотой (4-8) Гц при температуре 37° С;

- в течение 120 минут без шейкирования в термостате, при температуре плюс 37°С, предварительно встряхнуть рамку аккуратным постукиванием в течение 20-30 секунд или на шейкере в течение 1-2 минут при комнатной температуре.

**7.2.3.3.** По окончании инкубации удалить содержимое лунок в контейнер с дезинфицирующим раствором на основе третичных аминов, ЧАС или спиртов и промыть лунки 3 раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 0,30 мл промывочного раствора, встряхнуть рамку аккуратным постукиванием или на шейкере в течение 5–10 секунд с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

Допускается промывка лунок при помощи автоматического промывочного устройства. В этом случае увеличить количество циклов промывки до 5 раз.

**7.2.3.4.** Во все лунки немедленно внести по 0,10 мл раствора ТМБ. Инкубировать стрипы в течение 30 минут в темноте без шейкирования при комнатной температуре (от +18° до +25°С).

**7.2.3.5.** Добавить во все лунки, с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор ТМБ, по 0,10 мл стоп-реактива для остановки ферментной реакции. Встряхнуть рамку со стрипами аккуратным постукиванием в течение 20-30 секунд или на шейкере в течение 1–2 минут при комнатной температуре.

**7.2.3.6.** Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм. В случае если значение оптической плотности превышает предел линейности спектрофотометра, считывание результатов проводят при 405 нм. В случае невозможности своевременно измерить оптическую плотность растворов в лунках на фотометре, рамку со полосами можно хранить при комнатной температуре не более 20 минут.

#### **7.2.4. Проведение иммуноферментного анализа для комплекта 2.**

##### **7.2.4.1.** Приготовление рабочего раствора Триала.

Для приготовления рабочего раствора Триала необходимое количество концентрированного раствора Триала развести в 5000 раз дистиллированной или очищенной деионизованной водой. Тщательно перемешать, избегая пенообразования.

##### **7.2.4.2.** Подготовить автоматический ИФА-анализатор для постановки анализа.

**7.2.4.3.** Поместить подготовленные реагенты на борт автоматического ИФА-анализатора.

Программа анализатора для набора «СтероидИФА-эстрадиол», сохраненная в памяти прибора, позволяет автоматически выполнить все стадии анализа без вмешательства пользователя.

Встроенное программное обеспечение автоматического ИФА-анализатора позволяет получить протокол со значениями оптических плотностей во всех лунках согласно Таблице 4.

### **7.3. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**7.3.1.** После выполнения постановки измерить на фотометре вертикального сканирования ОП в лунках при длине волны 450 нм, рекомендуется использование референсного фильтра 620-630 нм.


При регистрации результатов **необходимо вычитать** ОП, полученную на референсном фильтре, из ОП, полученной при 450 нм, для каждой лунки.

При регистрации результатов **необходимо вычитать** среднюю величину ОП ТМБ, полученной в лунках А1 и А2, из значений ОП всех остальных лунок.

*Примечание: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках А1 и А2 не должно превышать 0,09 ед.ОП*

### **8. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**8.1.** Построить калибровочный график зависимости оптических плотностей (ОП, ед. опт. плотн.) от концентрации эстрадиола (пг/мл) в калибровочных пробах (Рисунок 2). Внешний вид графиков зависит от способа преобразования осей.



**Рисунок 2. Типичный калибровочный график**

*Запрещается использовать для оценки реальных экспериментальных данных!*

**Примечания:** Для построения калибровочного графика рекомендуется использовать Программное обеспечение «ИФА Мастер», выбирая для аппроксимации зависимости функцию  $4rL$ .

**8.2.** Определить содержание эстрадиола в пробах по калибровочному графику.

**8.3.** Для образцов со значениями оптической плотности выше оптической плотности нулевого калибратора ( $B_1$ ) принимать значение концентрации «ниже 0,86 нг/мл».

**8.4.** Экстраполяция калибровочного графика для значений концентрации эстрадиола, превышающих номинал КП №6 не допускается. Для точного определения концентрации эстрадиола в таких образцах необходимо выполнить их разведение в соответствии с п.6.4.

## 9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

**9.1.** Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в чистом, защищенном от влаги и света помещении при температуре  $+2...+8^{\circ}\text{C}$  в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до  $+25^{\circ}\text{C}$  не более 5 суток.

Запрещается замораживать компоненты набора.

**9.2.** Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.

**9.3.** Срок годности набора – 24 месяца от даты приемки СКК изготовителя.

**9.4.** В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

- стрипы поместить в пакет с этикеткой (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена, либо в пакет из алюминиевой фольги), который затем вложить в пакет закрывающийся полиэтиленовый и герметично закрыть. Хранить в герметично закрытом пакете при температуре от  $+2$  до  $+8^{\circ}\text{C}$  в течение всего срока годности;

- калибровочные пробы, контрольную сыворотку, конъюгат, раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить при температуре от  $+2$  до  $+8^{\circ}\text{C}$  не более шести месяцев;

- концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок и концентрированный раствор Триала, стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить при температуре от +2 до +8°C в течение всего срока годности;
- водно-солевой раствор для промывки лунок, подготовленный к использованию, хранить закрытым при комнатной температуре (от +18 до +25 °С) не более 5 суток или при температуре от +2 до +8°C не более 4 недель;
- раствор Триала, подготовленный к использованию, хранить закрытым при комнатной температуре (от +18 до +25 °С) не более 5 суток.

## **Приложение А (справочное)**

### **Библиография**


- [1] Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.1998 г. № 351 «О пересмотре ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД».
- [2] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 г. № 85.  
Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов».
- [3] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 г. № 74.  
Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих.
- [4] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10. 2017 г. № 92 с дополнением, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2017 г. № 112, с дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 января 2018 г. № 4.  
«Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами».
- [5] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 2 от 06.01.2017 г.  
«Требования безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки».
- [6] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14 от 07.02.2018 г.  
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
- [7] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.02.2013 № 11.  
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусных гепатитов».

Инструкцию составили  
сотрудники СП ООО «Фармлэнд»:


Заместитель генерального директора  
по научной и инновационной работе

В.В.Сенчук

Начальник отдела изделий  
медицинского назначения

 Ю.В.Сенчук

Ведущий специалист отдела  
изделий медицинского назначения

 В.М.Снегирь

