

Анализатор гемостаза Diagon Coag S

ИМ-7.110563 до 16.09.2026

портативный, автоматический, одноканальный, метод исследования клоттинговый, используется цельная кровь, подключение к ЛИС

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Вид	портативный
Тип	автоматический
Количество каналов	одноканальный
Метод исследования	клоттинговый
Используемый материал	цельная кровь
Параметры исследования	МНО (международное нормализованное отношение)
База данных результатов пациентов	1 000 результатов с записью идентификационного номера и времени проведения теста
Контроль качества	автоматическая система контроля качества, контрольный материал входит в состав набора
Сканер штрих-кода	Да
Интеграция с ЛИС	Да
Подключение к ПК	Да
Встроенный таймер	Да
Дисплей	цветной, сенсорный, ЖК

Габариты

Размер	55x102x165 мм
Вес	0.38 кг

Дополнительные характеристики

Мониторинг коагуляции по одной капле цельной капиллярной крови. Анализатор гемостаза **Coag S** разработан исключительно для профессионального использования, в том числе врачами общей практики, стоматологами,

кардиологическими центрами, обученными медсестрами для тестирования МНО у постели пациента, чтобы получить точные результаты в течение нескольких минут.

Набор реагентов Coag S INR TEST KIT имеет очень высокую чувствительность благодаря прямому оптическому обнаружению свертывания с использованием рекомбинантного теста Dia-PT.

Инновационный пользовательский интерфейс, встроенные функции контроля качества, большой объем памяти для хранения данных облегчают вашу работу.

Преимущества:

- ☐ Встроенная технология RFID обеспечивает безопасное и быстрое тестирование.
- ☐ Одна капля крови (типы проб: капиллярная кровь/венозная кровь/плазма).
- ☐ Высокая чувствительность за счет использования рекомбинантного протромбина.
- ☐ Мгновенные и точные результаты.
- ☐ Те же принципы работы, что и у автоматических коагулометров.
- ☐ Маленький, компактный, портативный дизайн.
- ☐ Тестируйте в любом месте и в любое время благодаря встроенному аккумулятору.
- ☐ Доступный, низкие затраты на техническое обслуживание.

В состав Coag S входят:

- анализатор Coag S;
- сетевой адаптер;
- дозатор проб, дозатор реагентов;
- набор реагентов Coag S INR TEST KIT для выполнения 25 тестов (25 кювет (содержит реагент R1 и шарик для перемешивания), реагент R2, контроль качества 2-х уровней).

Электропитание:

- Работа от сети через адаптер:
 - Вход: 100-240 В 50-60Гц, 0.6 А
 - Выход: 9 В постоянное напряжение, 2.0 А
- Работа от батарей:
 - шесть элементов питания 1.5 В АА
 - продолжительность 1 час с автоматическим отключением после 5 мин простоя.