

Анализатор гликированного гемоглобина Tosoh HLC-723 GX

ИМ-7.106747/2308

автоматический, настольный, экспресс-анализатор,
считывание штрих-кода

Tosoh Corporation, Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Экспресс-анализатор	Да

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь
Объем пробы	- мкл

Функции

Считывание штрих-кода	Да
-----------------------	----

Габариты

Размер	370×525×482 мм
Вес	25 кг

Описание

Анализатор гликогемоглобина Tosoh GX (HLC-723GX) – полностью автоматический анализатор для определения гликозилированного гемоглобина. Измерение гликозилированного гемоглобина происходит на основе метода HPLC (высокоточная жидкостная хроматография).

HLC-723GX является последним дополнением к семейству Tosoh HPLC, которое продолжает устанавливать стандарт диабетической диагностики и мониторинга. Анализатор HLC-723GX предлагает все качества лучшего в своем классе анализатора HLC-723G8 от Tosoh для требований к тестированию HbA1c с низким объемом. Анализатор HLC-723GX дает стабильные результаты HbA1c с обнаружением вариантов через 2.2 минуты и генерирует первый результат за 6.6 минуты.

Полностью автоматизированный – для минимизации вмешательства оператора

- Первичная пробоотборная трубка с прошиванием колпачка
- Считыватель штрих-кода для идентификации образца
- Автоматический запуск и завершение работы
- Техническое обслуживание полностью автоматизировано

Надежность и точность – обеспечение последовательного обслуживания

- Inter-and Intra assay CV 1% для HbA 1с, что позволяет отличное управление пациентами
- Высокое разрешение, устраняющее помехи

Удобство пользователя – минимизация ошибки оператора

- Операции с сенсорным экраном
- Простое и понятное программное обеспечение

Гибкость – для соответствия требованиям вашей лаборатории

- Различные типы и размеры первичных трубок, а также вторичных труб можно смешивать и запускать в любом порядке в любой стойке
- Настраиваемые флаги для удовлетворения потребностей вашей лаборатории

Технология ВЭЖХ – для обеспечения использования установленной методологии

- Справочный метод, используемый в DCCT (исследование диабета и осложнений)
- Сертификация NGSP и IFCC