

Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ 35 Мед ТеКо

ИМ-7.114661

ток высокой частоты, 915 МГц, терапия 1-канальная

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Ток	высокой частоты
Частота	915 МГц
Терапия	1-канальная
Непрерывное время работы	6 ч

Описание

Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ 35 Мед ТеКо – аппарат, предназначенный для воздействия на пациента электромагнитным полем дециметрового диапазона с терапевтической целью. Оборудование используется в физиотерапевтических отделениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Показания к применению

1. деформирующий остеоартроз
2. гипертоническая болезнь
3. постинфарктный кардиосклероз
4. ревматизм с активностью не выше II степени
5. ревматоидный артрит
6. бронхит
7. подострые и хронические воспалительные заболевания внутренних органов (бронхит, холецистит, аднексит, простатит)

Функциональные особенности:

- Автоматическое отключение генератора и звуковой сигнал по окончании лечения.
- Автоматическое определение номера подключенного излучателя.
- Наличие индикатора контроля контакта излучателя с телом пациента.
- Специализированные излучатели расширяют диапазон применения.

Технические характеристики

Режим работы	непрерывный
Рабочая частота	915 МГц
Регулировка мощности	от 0.5 до 15 Вт
Коэффициент стоячей волны	2.5
Установка рабочего режима	30 сек
Время работы без перерыва	6 часов
Таймер	1-30 мин
Управление	электромеханическое
Габаритные размеры	319×216×142 мм
Масса	2.6 кг

Комплект поставки:

1. Электронный блок: 1 шт.
2. Сменные излучатели:
 1. Излучатель № 1 (50 мм): 1 шт.
 2. Излучатель № 2 (75 мм): 1 шт.
 3. Излучатель № 3 (полостной): 1 шт.
 4. Излучатель № 4: 1 шт.
 5. Излучатель № 5: 1 шт.
3. Чехол для излучателя № 4: 2 шт.
4. Чехол для излучателя № 5: 2 шт.
5. Ремень для фиксации излучателя № 3 (полостного): 1 шт.
6. Ремень для фиксации излучателей: 1 шт.
7. Комплект эксплуатационной документации: 1 шт.