

Аппарат Орторент К для мобилизации коленного и тазобедренного сустава

ИМ-7.116069

реабилитация нижних конечностей, разрабатывает коленный сустав / тазобедренный сустав

Орторент ООО, Россия



Характеристики

Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	коленный сустав / тазобедренный сустав
Положение пациента	лежа

Описание

Орторент К – аппарат продолжительной пассивной или пассивной / активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава. Позволяет мобилизовать конечности на самых ранних этапах реабилитации и используется для предотвращения осложнений иммобилизации и раннего восстановления безболезненной подвижности суставов.

Модели:

- Орторент К «Пассив»** – аппарат сам крутит педали, способствуя расслаблению мышц.
- Орторент К «Пассив-Актив»** – пациент старается крутить педали быстрее, чем это делает аппарат, или может настроить ответную нагрузку.

Амплитуда движений в суставах:

- Максимальный угол вытяжения для поврежденной конечности «колени» – 10°.
- Максимальный угол сгибания для поврежденной конечности «колени» – 120°.
- Максимальный угол вытяжения для поврежденной конечности «бедро» – 7°.
- Максимальный угол сгибания для поврежденной конечности «бедро» – 115°.

Особенности аппарата Орторент К:

- Проведение терапии у взрослых и детей.
- Индивидуальная настройка уровня «Спазм-контроля».
- Персональная настройка угла, скорости и времени.
- Формирование протоколов сеансов.
- Функция охлаждения и разогрева.
- Индивидуальная настройка по длине бедра и голени пациента.
- Постоянное пассивное и контролируемое активное движение суставов (для модели с активным режимом).
- Функция «Новый пациент» для установки шин в наиболее удобное положение для настройки аппарата.

- Возможность многократного использования в течение длительного времени.
- Универсальность для обеих конечностей.
- Мобильность, портативность и легковесность.