

Слуховой аппарат Oticon Siya ITE

ИМ-7.107585 до 21.06.2024

воздушной проводимости, ITE (внутриушной),
цифровой, программируемый, 48 канальный, 120 дБ /
126 дБ / 131 дБ / 134 дБ, тип батареи 312 / 13,
шумоподавление, подавление обратной связи,
регулятор громкости

OTICON A/S, Дания



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ITE (внутриушной)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	48 канальный
ВУЗД90	120 дБ / 126 дБ / 131 дБ / 134 дБ
Тип батареи	312 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой заушный **Oticon Siya ITE** - индивидуально изготовленные слуховые аппараты, которые также имеют все функции и беспроводную коннективность. Это оптимальные стили для пациентов с особыми мануальными потребностями, которым нужно легко регулировать и пользоваться слуховыми аппаратами.

Модификации:

- Siya ITE HS - Half Shell.
- Siya ITE FS - Full Shell.

Особенности:

- Платформа Velox™ - обрабатывает данные в 50 раз быстрее, чем слуховые аппараты на предыдущей платформе Unium Sense.
- 48 частотных каналов.
- Направленность в 15 независимых полосах частот (для достижения максимальной точности).
- Исключительно быстрое шумоподавление.
- Высококачественная коннективность на основе технологии низкоэнергетического Bluetooth® (2.4 ГГц).
- Speech Rescue™ LX. Технология, которая переносит высокочастотные звуки, которые, как правило, не слышит человек с выраженным нарушением слуха на высоких частотах (глухие согласные «с», «ф», «ч», «ш», «т») в его диапазон слышимости.

Беспроводные возможности:

- Телевидение. ТВ-адаптер 3.0 от Oticon позволяет транслировать звук с телевизора на любое количество пар слуховых аппаратов Oticon Siya.
- Мобильное приложение Oticon ON. Переключение программ и регулирование громкости слухового аппарата незаметно для окружающих, пользование программой HearingFitness™.
- ConnectClip. Можно применять в качестве внешнего микрофона, превратив с его помощью слуховые аппараты в беспроводную стереогарнитуру или в качестве пульта дистанционного управления для регулирования громкости и переключения программ.
- Пульт дистанционного управления.
- Музыка. Можно прослушивать музыку в стереоформате. Вы можете транслировать аудиозаписи с iPhone, iPad и iPod touch или использовать ConnectClip для подключения к большинству Bluetooth-устройств.
- Компьютер. Превратите ваши слуховые аппараты в беспроводную гарнитуру и совершайте звонки по Skype, Lync и т.д.. Для подключения ConnectClip к компьютеру используйте Bluetooth или USB-порт Oticon BTД 800.
- Домашний телефон. Отвечайте на звонки на городской телефон по беспроводной связи. Для этого подключите телефонный адаптер 2.0 к вашему телефонному аппарату: он будет транслировать звонки на ваших слуховые аппараты через ConnectClip.

Параметр/Модель	Siya 1 2 ITE HS & FS 75	Siya 1 2 ITE HS & FS 85	Siya 1 2 ITE HS & FS 90	Siya 1 2 ITE HS & FS 100
ВУЗД90, дБ	120	126	131	134
Макс. усилие, дБ	57	60	65	72
Диапазон частот, Гц	110-7500	100-7500	110-7500	100-7500
Speech Rescue™ LX	+ -	+ -	+ -	+ -
Fitting Bands	10 8	10 8	10 8	10 8
Беспроводная связь	+	+	+	+
Размер / работа батарей	312 / 55-60 ч 13 / 100-115 ч	312 / 50-60 ч 13 / 95-115 ч	312 / 55-60 ч 13 / 105-115 ч	312 / 50-60 ч 13 / 90-115 ч