

Автоклав Mocom B Classic

ИМ-7.113542

паровой, объем камеры 17 / 22 / 28 л, настольный, загрузка горизонтальная, режим свободного программирования, сушка, принтер, 480×500×600 мм, мощность 2.3 кВт

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 / 22 / 28 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Режим свободного программирования	Да
Сушка	Да
Принтер	Да
Размеры	480×500×600 мм
Мощность	2.3 кВт

Описание

Автоклав Mocom B Classic – это стерилизатор на водяном пару с полностью электронным микропроцессорным управлением, со стерилизационной камерой из штампованной нержавеющей стали.

Модельный ряд Mocom B Classic

Название	Mocom B Classic 17	Mocom B Classic 22	Mocom B Classic 28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм	280×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм		
Вес	50 кг	51 кг	52 кг
Емкость бака	4.5 литра		
Автономная работа	7-11 циклов	6-10 циклов	5-9 циклов

• Три разных объема при одинаковом размере

Серия Classic доступна в трех объемах: 17, 22 и 28 литров. Три различных мощности позволяют пользователям выбрать наиболее подходящую машину в соответствии со своими потребностями. Внешние размеры, одинаковые для всех трех машин, облегчают монтаж. Модели объемом 17 и 22 л имеют пять лотков, а модель объемом 28 л – шесть.

• Управление водными ресурсами

Дверцы в верхней части стерилизатора позволяют оператору добраться до резервуаров, наполнить их деминерализованной водой и очистить. Датчик в баке проверяет качество воды, чтобы обеспечить правильную и длительную работу машины. В качестве альтернативы верхней загрузке для опорожнения резервуаров и подачи деминерализованной воды можно использовать передние быстроразъемные соединения.

• Удаленная техническая поддержка с помощью Easy Check

Все стерилизаторы серии Classic оснащены встроенным портом Wi-Fi и Ethernet. Подключившись к Интернету и включив услугу Easy Check, пользователи могут получать удаленную поддержку.

• Принтер

Серия Classic может быть дополнена внешним принтером, доступным в качестве дополнительного аксессуара, способным печатать отчеты или этикетки со штрих-кодом.

• Отложенный старт

Благодаря опции отложенного запуска можно отложить запуск циклов машины, тем самым оптимизируя ее использование.

• ID пользователя

Разрешает только ответственному персоналу иметь доступ к стерилизатору. Введя код безопасности (PIN номер), операторы могут отслеживать историю использования машины, обеспечивая при этом контроль над процессом.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C скорость
- 134°C твердая упаковка инструменты
- 134°C PRION
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест
- Helix / B&D Test
- Вакуум + Helix / B&D Test