

Диагностический реагент Dialab Билирубин общий Auto

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, билирубин, метод определения цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод DCA, объем 50 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	билирубин
Метод	цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод DCA
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл
Состав набора	R1: 4×50 ml R2: 1×50 ml

Дополнительные характеристики

Билирубин общий Auto, Bilirubin Auto Total, DCA □

Диагностический реагент для количественного определения in vitro общего билирубина в человеческой сыворотке или плазме при помощи фотометрических систем.

Метод теста - цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод DCA.