

Диагностический реагент Dialab Билирубин прямой Auto

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, субстраты, билирубин,
метод определения колориметрический, по конечной
точке, нарастающая реакция, DCA, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	билирубин
Метод	колориметрический, по конечной точке, нарастающая реакция, DCA
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Билирубин прямой Auto, Bilirubin Auto Direct, DCA

Диагностический реагент для количественного определения in vitro прямого билирубина в человеческой сыворотке или плазме при помощи фотометрических систем.

Метод теста - колориметрический, по конечной точке, нарастающая реакция, DCA.