

## Буфер Оуренса / Owrens Buffer, кат. № 5375

ИМ-7.98849/2111

система открытая, другое

Helena Laboratories, Великобритания



### Характеристики

---

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Система              | открытая                        |
| Параметр определения | другое                          |
| Назначение           | рутинные исследования гемостаза |
| Фасовка              | буфер Оурена – 10 шт. × 25 мл   |

### Описание

---

**Буфер Оуренса** / Owrens Buffer может использоваться с тест-системами «Определение фибриногена методом Клаусса» и тест-системами «Плазма дефицитная по фактору» для разведения стандартов, контрольной плазмы и плазмы пациента при использовании ручного, полуавтоматического или автоматического методов исследования.