

Станция компрессорная Durr Dental P 12000

ИМ-7.115718

станция, компрессор 4 шт., безмасляный, винтовой,
производительность 3120 л/мин, ресивер 500 л,
стоматологических установок 70 шт., давление 7.5-8
бар, шум 36 дБ

DURR DENTAL SE, Германия



Характеристики

Применение	стоматологическое оборудование
Тип	станция
Количество компрессоров в станции	4 шт.
Компрессор	безмасляный
Механизм работы	винтовой
Производительность	3120 л/мин
Объем ресивера	500 л
Количество стоматологических установок	70
Рабочее давление	7.5-8 бар
Допустимое давление предохранительного клапана	10 бар
Уровень шума	36 дБ
Размеры	2400×3500×2800 мм
Масса	800 кг

Дополнительные характеристики

Системы сжатого воздуха от Dürr Dental
Помимо мощных аспирационных станций, к которым может быть подключена центральная или интегрированная система сепарации, Dürr Dental предлагает для клиник центральную компрессорную станцию с холодильным осушителем и циклонным сепаратором, на которой может работать до 80 человек (напр., P 12000). За счет комбинированной установки подходящих друг другу систем сжатого воздуха и аспирации пользователь получает целый ряд преимуществ относительно расходов и положительный синергетический эффект.

Чрезвычайно компактная

Рама компрессорного и аспирационного устройства имеет одинаковую опорную поверхность. Незначительная занимаемая площадь. Системы V 6000 - V 18000 и P 6000 -P 12000 устроены аналогично. Преимущество: для каждого проекта точное количество агрегатов с расчетом количества стоматологических установок/фантомных рабочих мест.

Простое управление посредством ПЛК

Системы управляются программируемым контроллером (ПЛК). Это упрощает работу и обеспечивает оптимальный комфорт управления. Современный блок управления также непосредственно управляет эксплуатационной безопасностью: например, дополнительным, автоматическим охлаждением и автоматическим изменением нагрузки на агрегаты для продолжительного срока эксплуатации.

Бактериальный фильтр для всасывания компрессора

Подобранный тип фильтра используется в системе аспирации как фильтр отработанного воздуха, а в системе сжатого воздуха в качестве бактериального фильтра – это упрощает поставку запасных частей. Фильтр обеспечивает гигиенический воздух и продолжительный срок службы. Замена фильтра необходима не раньше, чем через 8 000 часов работы. На дисплее отображается напоминание о том, что фильтр следует заменить.

Центральный дистанционный контроль

Через центральную систему наблюдения можно проводить дистанционное наблюдение (визуализацию) за станциями сжатого воздуха. Это позволяет контролировать все агрегаты: напр., запрос сообщений об ошибках, часы работы, замену фильтров, управление и т.д. Посредством безпотенциальных контактов система подключается к центральному пульту управления.

P 6000 - для 30 рабочих мест при макс. 20 врачах одновременно.

P 9000 - для 50 рабочих мест при макс. 30 врачах одновременно.

P 12000 - для 70 рабочих мест при макс. 40 врачей одновременно.