


Дыхательные контуры Plasti-Med анестезиологические гофрированные

ИМ-7.110565 до 16.09.2026

без влагосборника, 22 мм (для взрослых) / 15 мм (для детей), одноразовый, гофрированный, 1.6 м

Plasti-Med, Турция




Характеристики

Вид	без влагосборника
Диаметр	22 мм (для взрослых) / 15 мм (для детей)
Использование	одноразовый
Тип трубки	гофрированный
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Дыхательные контуры Plasti-Med анестезиологические гофрированные обеспечивает воздушный поток между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом. Предназначены для однократного применения – следует менять максимум каждые 24 часа.



A: Угловой коннектор с луер-портом (22M/15F-15M)

B: Y-коннектор с портами (22M/15F 22M)

C: Две линии вдоха и выдоха гофрированные (□22 мм, □15 мм)

D: 3-я линия длиной 80 см с коннекторами 22F/22F (□22 мм, □15 мм)

E: Коннекторы 22M/22F на линии вдоха и выдоха

F: Коннекторы 22M-22M/15F на линии вдоха и выдоха

G: Дыхательный мешок 22F (0.5 л / 1 л / 2 л / 3 л)

		Код / CODE	A	B	C	D	E	F	G
взрослый ADULT (Ø 22mm)	гофрированный CORRUGATED	480 001	1	1	2	-	4	-	-
		480 101	1	1	2	1	6	1	-
		480 201	1	1	2	1	6	1	1
480 301		1	1	2	-	4	-	-	
480 401		1	1	2	1	6	1	-	
480 501		1	1	2	1	6	1	1	
педиатрический PEDIATRIC (Ø 15mm)									