

## Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии TopPette 12-канальный

ИМ-7.113452

механический, 12-канальный, переменный объем,  
объем дозирования 0.1-10000 мкл

DLAB Scientific Co., Китай



### Характеристики

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Вид               | механический  |
| Тип               | 12-канальный  |
| Объем             | переменный    |
| Объем дозирования | 0.1-10000 мкл |

### Дополнительные характеристики

**Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии TopPette 12-канальный переменного объема** – устройство для точного измерения и дозирования микрообъемов жидкостей. Работает по принципу воздушного вытеснения, наконечники - одноразовые.

#### Особенности серии:

- сверхлегкий вес и эргономичный дизайн обеспечивают плавное и легкое дозирование;
- корпус и посадочный конус дозатора выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам и к коррозии;
- обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов;
- совместим с большинством стандартных наконечников;
- наличие цифрового дисплея, отображающего дозируемый объем;
- наличие регулировки дозируемого объема путем легкого вращения рукоятки дозатора;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются для последующего обеззараживания;
- возможность обеззараживания автоклавированием (только сбрасыватель наконечника и посадочный конус);
- возможность проведения пользовательской калибровки в лаборатории.

**Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.**

**Поставляются со свидетельством о государственной поверке.**

| Объем дозирования, мкл | Дискретность установки объема дозирования, мкл | Поверяемый объем, мкл | Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального, % | Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения фактического объема дозы при доверительной вероятности $\gamma=0.95$ ; % | Наконечники, мкл |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0.5-10                 | 0.1                                            | 2                     | $\pm 7.0$                                                                                                                    | 7.0                                                                                                                                             | 10               |
|                        |                                                | 5                     | $\pm 5.0$                                                                                                                    | 5.0                                                                                                                                             |                  |
|                        |                                                | 10                    | $\pm 3.0$                                                                                                                    | 3.0                                                                                                                                             |                  |
| 5-50                   | 0.5                                            | 5                     | $\pm 5.0$                                                                                                                    | 5.0                                                                                                                                             | 200, 300, 350    |
|                        |                                                | 25                    | $\pm 3.0$                                                                                                                    | 3.0                                                                                                                                             |                  |
|                        |                                                | 50                    | $\pm 2.5$                                                                                                                    | 2.5                                                                                                                                             |                  |
| 50-300                 | 5                                              | 50                    | $\pm 3.0$                                                                                                                    | 3.0                                                                                                                                             | 350              |
|                        |                                                | 150                   | $\pm 2.0$                                                                                                                    | 2.0                                                                                                                                             |                  |
|                        |                                                | 300                   | $\pm 2.0$                                                                                                                    | 2.0                                                                                                                                             |                  |

**Доступные принадлежности:**

|                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Штатив-планка для 6 пипеточных дозаторов</b>                                                                                               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- штатив вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;</li> </ul>                                          |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- удобный способ размещения и хранения дозаторов;</li> </ul>                                           |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.</li> </ul> |                                                                                     |
| <b>Круговой для 6 пипеточных дозаторов</b>                                                                                                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- способен плавно вращаться и вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;</li> </ul>                     |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-удобный способ размещения и хранения дозаторов;</li> </ul>                                            |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.</li> </ul>  |                                                                                     |