

Электрический миостимулятор для мышц живота Beurer EM 38

ИМ-7.107582 до 21.06.2024

область воздействия живот, электродов 4 шт.,
портативный, программы 4 шт., таймер, от батареек
(3×1.5 В AAA), манжета 75-140 см

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Область воздействия	живот
Количество электродов	4
Портативный	Да
Количество программ стимуляции	4
Максимальный выходной ток	100 мА
Выходное напряжение	50 В
Выходная частота	2-110 Гц
Длительность импульса	60-220 мкс
Регулируемая интенсивность	Да
Дисплей	Да
Таймер	Да
Функция аварийного отключения	Да
Функция блокировки клавиш	Да
Функция памяти программы	Да
Источник питания	от батареек (3×1.5 В AAA)
Размер манжеты	75-140 см

Описание

Благодаря тренажеру можно:
избавиться от болей в спине, особенно при болях в пояснице,
ускорить лимфоток и улучшить процессы кровообращения,
улучшить метаболизм.
Особенности:

- обезболивающее лечение нижней части спины (технология TENS);
- 4 программы тренировок;
- регулируемая интенсивность (20 уровней);
- 4 смачивающихся износостойких контактных электрода из проводящего углеродного материала (нет необходимости использовать контактный гель или запасные электроды);
- симметричные двухфазные прямоугольные импульсы, длительность импульса 60 – 220 мкс на фазу;
- выходное напряжение 50 В;
- выходная частота 2 – 110 Гц;
- максимальный выходной ток 100 мА.

Дополнительные возможности:

- съемный элемент управления с ЖК-дисплеем;
- устройство запоминает последнюю выбранную программу;
- таймер с обратным отсчетом;
- функция паузы для моментальной остановки работы прибора и последующего возобновления;
- блокировка кнопок для избежания случайного повышения интенсивности;
- при отсутствии контакта электрода с телом интенсивность сразу становится нулевой;
- аварийное отключение;
- автоматическое отключение если прибор не используется в течении 3 мин;
- универсальный гибкий пояс с лентой-«липучкой», обхват талии 75-140 см;
- пояс можно стирать (ручная стирка);
- питание элемента управления от батарейки (сменная);
- индикатор уровня заряда батареи.

Запрещено применение для лиц с установленными медицинскими имплантами (например, кардиостимуляторами), эпилептикам, беременным, лицам с нарушениями сердечного ритма.