

ЭРИТРОТЕСТ Анти-Fyb

ИМ-7.103115 до 31.08.2020

по MNS, выявляемые антигены Fyb системы Даффи

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	по MNS
Область применения	типирование крови по системе Даффи в непрямом антиглобулиновом тесте
Выявляемые антигены	Fyb системы Даффи
Активный компонент	поликлональные антитела человека класса IgG, полученные из иммунной сыворотки
Форма выпуска	пластиковые или стеклянные флаконы-капельницы по 1 и 2 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C