

## Эритротест Цоликлон-СМ Анти-Нкра (абсорбируется Н-веществом слюны)

ИМ-7.108956 до 02.10.2025

судебно-медицинский, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Н-антиген на эритроцитах и в физиологических жидкостях

Гематолог ООО, Россия



### Характеристики

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определение         | судебно-медицинский                                                                                                                                                                                                   |
| Применение          | на плоскости / в пробирках / в микроплате                                                                                                                                                                             |
| Область применения  | в судебной медицине для определения Н-антигена в пятнах крови, слюны и других секретов: в количественной реакции абсорбции / в реакции абсорбции-элюции / в иммуноферментном анализе / в иммунофлюоресцентном анализе |
| Выявляемые антигены | Н-антиген на эритроцитах и в физиологических жидкостях                                                                                                                                                                |
| Активный компонент  | моноклональные антитела класса IgM, секретируемые мышинной гибридомой Н-89/8                                                                                                                                          |
| Форма выпуска       | стеклянные флаконы по 5 мл                                                                                                                                                                                            |
| Срок хранения       | 1 год при температуре 2-8°C                                                                                                                                                                                           |