

## Эритротест Цоликлон-СМ Анти-Нн/аб (не абсорбируется Н-веществом слюны)

ИМ-7.108956 до 02.10.2025

судебно-медицинский, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены Н-антиген на эритроцитах

Гематолог ООО, Россия



### Характеристики

---

Определение	судебно-медицинский
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	в судебной медицине для определения Н-антигена крови: в реакции абсорбции-элюции / в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	Н-антиген на эритроцитах
Активный компонент	моноклональные антитела класса IgM, секретируемые мышинной гибридомой Н-86/50
Форма выпуска	стеклянные флаконы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C