

## Фракционный лазер с RF Secret DUO

ИМ-7.116721

лазер, эрбиевый, длина волны 1540 нм

Hooda, Южная Корея



### Характеристики

---

Вид	лазер
Тип лазера	эрбиевый
Режим работы	фракционный
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / лифтинг / терапия акне
Длина волны	1540 нм

### Описание

---

**Secret DUO** сочетает две неаблятивные фракционные технологии в одной платформе: микроигльчатую фракционную RF систему и лазер на эрбиевом стекле с длиной волны 1540 нм для решения комплексных задач в эстетической медицине. Эти две технологии могут работать как по отдельности, так и в комбинации.

#### Применение:

- Неаблятивная шлифовка кожи.
- Уменьшение морщин.
- Лифтинг и подтяжка кожи.
- Лечение акне.
- Удаление послеугревых рубцов.
- Удаление атрофических рубцов.
- Улучшение тона и текстуры кожи.

#### Фракционная RF система с микроиглами

Технология биполярного микроигльчатого RF: высокоскоростная ручка в сочетании с шаговым двигателем обеспечивает стабильную подачу и точно контролируемую RF энергию на регулируемую глубину (от 0.5 до 3.5 мм). Различные виды картриджей с микроиглами позволяют специалистам решить любую косметологическую или дерматологическую проблему.

#### Фракционный лазер на эрбиевом стекле 1540 нм

Неаблятивный фракционный лазер – это щадящий процесс шлифовки кожи, который обеспечивает долгосрочные результаты, быстрое восстановление, максимальный эффект с коротким периодом восстановления. Неаблятивный лазер лучше всего подходит для уменьшения выраженности возрастных изменений кожи, удаления морщин, уменьшения пигментации (включая веснушки, возрастные пятна), коррекции шрамов, рубцов и постугревых рубцов, лечения акне.

#### Технические характеристики

Длина волны	1540 нм
Выходная мощность	12 Вт ± 20%
Длительность импульса	700-5000 мкс
Энергия	8.4-60 мДж
Расстояние	0.1-2.0 мм
I-Stack	1-й – 10-й
Настройка времени повторения	Однократно / 0.2 с / 0.5 с / 0.7 с / 1 с / 1.5 с / 2 с
Площадь обработки	Макс. 10×10 мм