

## Имплантаты на основе гиалуроновой кислоты Stylage XL

ИМ-7.107082/2308

биосинтетический филлер, в основе гиалуроновая кислота, содержит маннитол / лидокаин (0.3% ), концентрация 26 мг/г, продолжительность  $\geq$  12 мес, 1.0 мл  $\times$  2, игла 23G / 27G

Laboratoires VIVACY, Франция



### Характеристики

---

Вид филлера	биосинтетический
Основа	гиалуроновая кислота
Применяется	для висков / для овала лица / для подбородка / для скул / для щек
Дополнительные вещества	маннитол / лидокаин (0.3% )
Глубина инъекций	глубокие слои дермы / подкожная ткань
Концентрация	26 мг/г
Продолжительность	$\geq$ 12 мес
Объем	1.0 мл $\times$ 2
Размер иглы	23G / 27G

### Дополнительные характеристики

---

Stylage XL - это дермальный наполнитель, прозрачный гель на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, обладающий высокой степенью вязкости и эластичности, данные характеристики делают препарат очень удобным для моделирования и коррекции. Во всех препаратах Stylage используется особая, запатентованная технология сшивки IPN-LIKE (взаимопроникающие стабилизированные сети). Концентрация гиалуроновой кислоты в препарате Stylage XL– 26 мг/г.

Филлер Stylage XL создан специально для восстановления и создания объемов лица, улучшения контуров, коррекции признаков гравитационного птоза (легкой степени). Идеально подойдет для работы с областью висков, скул и щек, овала лица, подбородка. Филлер обладает мгновенным и длительным эффектом «наполнения» и улучшения овала лица.

Препарат Stylage XL легко вводится с помощью иглы или тупоконечной канюли, обладает высокой степенью пластичности, позволяя придавать необходимую форму тканям, при этом за счет высокой виско-эластичности препарат хорошо адаптируется к движениям ткани, не смещается при этом.

Показания:

- восстановление и создание объемов лица;
- коррекция признаков гравитационного птоза (легкой степени);
- заполнение глубоких морщин;

В составе препарата содержится антиоксидант – маннитол, его действие направлено на нейтрализацию наиболее агрессивных гидроксильных радикалов и замедление распада гиалуроновой кислоты.

В комплекте: 2 шприца по 1.0 мл, 2 иглы 23G / 2 иглы 27G, упаковка: Standard, Bi-SOFT®.