

Инфузионный набор Medtronic MiniMed Mio

ИМ-7.108963 до 02.10.2025

набор инфузионный, трубка / канюля / сертер, канюля тефлоновая, длина канюли 6 / 9 мм, длина трубки 46 / 60 / 80 см, угол введения 90°, с разъединением у порта

Unomedical A/S, Дания



Характеристики

Тип	набор инфузионный
Состав	трубка / канюля / сертер
Канюля	тефлоновая
Длина канюли / иглы	6 / 9 мм
Длина трубки	46 / 60 / 80 см
Угол введения	90°
Разъединение у порта	Да

Дополнительные характеристики

Устройство для инфузии Medtronic MiniMed Mio – это компактный инфузионный набор, который состоит из трубки, соединяющей инсулиновый резервуар и место подкожной инфузии, канюли, вводимой подкожно, а также устройства для введения.

Особенности и характеристики MiniMed Mio:

- Набор компактный и легкий, просто взять с собой в дорогу и использовать в поездках, на работе и дома одинаково комфортно
- Угол введения в 90° делает катетер подходящим и для взрослых любого телосложения, и для детей
- Незаметен под одеждой благодаря плоской и обтекаемой конструкции
- Встроенное устройство обеспечивает практически безболезненное введение
- Канюля выполнена из мягкого тефлона, не травмирующего ткани
- Звуковой щелчок подтверждает надежность соединения
- Силиконовая мембрана герметизирует резервуар
- Набор возможно использовать с инсулином разных типов и марок, однако он не совместим с устройствами других брендов, подходя только для инсулиновых помп Medtronic

Длина канюли составляет 6 или 9 мм, длина трубки варьируется от 46 до 80 см.

Название	Длина канюли	Длина трубки	Цвет
Mio MMT-921	6 мм	46 см	розовый
Mio MMT-923	6 мм	60 см	
Mio MMT-925	6 мм	80 см	
Mio MMT-941	6 мм	46 см	голубой
Mio MMT-943	6 мм	60 см	
Mio MMT-945	6 мм	80 см	
Mio MMT-965	6 мм	80 см	прозрачный
Mio MMT-975	9 мм	80 см	

Рекомендации:

- Менять MiniMed Mio и резервуар следует каждые 2-3 дня – это позволит оптимизировать всасывание инсулина, снизить скорость расщепления инсулина и предотвратить забивание инфузионного набора
- Успешность помповой терапии зависит от степени изоляции места инфузии и правильности ухода за ним