

Инструменты для повторного лечения корневого канала XP-endo Retreatment sequence FKG

ИМ-7.115393

машинная обработка, NiTi, в наборе, для повторного эндодонтического лечения, рекомендуемая скорость 800 об/мин / 1000 об/мин, торк 1 Нсм / 1.5 Нсм, длина 21 мм / 25 мм, размер 30/.00 / 30/.04 / 30/.10

FKG Dentaire SA, Швейцария



Характеристики

Обработка	машинная
Сплав	NiTi
В наборе	Да
Назначение	для повторного эндодонтического лечения
Рекомендуемая скорость	800 об/мин / 1000 об/мин
Торк	1 Нсм / 1.5 Нсм
Длина	21 мм / 25 мм
Размер	30/.00 / 30/.04 / 30/.10
Цветовой код	серый / синий

Дополнительные характеристики

Набор инструментов XP-endo Retreatment sequence FKG - эндодонтические инструменты предназначены для использования в медицинских или больничных учреждениях квалифицированными специалистами здравоохранения. Данное оборудование применяется для эндодонтического лечения.

Противопоказания: продукт содержит никель и не должен использоваться для людей с повышенной чувствительностью к этому металлу.

Побочные реакции: не известны.