

Клипсы для лигирования Mindray полимерные

ИМ-7.119393

полимер неабсорбируемый, ML / L / XL, в кассете 2 шт. / 4 шт. / 6 шт.

Mindray Medical Technology, Китай



Харктеристики

Материал	полимер неабсорбируемый
Размер	ML / L / XL
Количество в кассете	2 шт. / 4 шт. / 6 шт.

Описание

Одноразовые полимерные клипсы Mindray предназначены для лигирования кровеносных сосудов и тканевых структур в ходе открытых и эндоскопических хирургических вмешательств. Клипса охватывает сосуд или ткань по всей окружности и фиксируется в закрытом положении с помощью аппликатора.

Материал: полиоксиметилен (POM)

Конструктивные особенности:

- Выступы на клипсе – для надёжной фиксации в аппликаторе.
- Механизм фиксации (замок) – закрытие клипсы с тактильным и звуковым подтверждением.
- Насечки против скольжения по всей окружности клипсы (360°) – предотвращают её смещение после наложения.
- Шарнирное соединение бранш – увеличивает дистальное раскрытие клипсы, позволяет выполнять лигирование через троакар.
- Изогнутая форма клипсы – позволяет удалять её специальным экстрактором.

Типоразмеры клипс

Типоразмер	Диапазон охвата тканей	Диаметр сосуда
ML	3-10 мм	1-4 мм
L	5-13 мм	2-6 мм
XL	7-16 мм	3-8 мм

Клипсы применяются с аппликаторами Mindray соответствующего типоразмера:

- для клипс ML – аппликатором диаметром 5 мм,
- для клипс L и XL – аппликатором диаметром 10 мм.

Каждый типоразмер выпускается в картриджах с разным количеством клипс:

Артикулы и упаковка

Типоразмер	Артикул	В картридже
ML	191-01236	2 шт.
	191-01436	4 шт.
	191-01636	6 шт.
L	191-01246	2 шт.
	191-01446	4 шт.
	191-01646	6 шт.
XL	191-01256	2 шт.
	191-01456	4 шт.
	191-01656	6 шт.