

Комплект жидкостей для обработки корневых каналов зубов «ЭндоЖи» №2

ИМ-7.98206/221 1

жидкость, для выявления устья зубных каналов / для
расширения зубных каналов

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	жидкость
Применение	для выявления устья зубных каналов / для расширения зубных каналов
Форма выпуска	жидкость 15 мл

Дополнительные характеристики

Для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид – поверхностно-активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала.