

Контрольный раствор I для Эритротест Цоликлонов Анти-с Супер и Анти-е Супер

ИМ-7.108957 до 02.10.2025

контрольный раствор

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	контрольный раствор
Область применения	типирование крови в реакции прямой гемагглютинации на плоскости с применением ЭРИТРОТЕСТ ЦОЛИКЛОНов Анти-с Супер и Анти-е Супер
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C