

Косметологический аппарат Bison ElaDerm

воздействие радиочастотное, частота 1 МГц / 2 МГц

BISON Medical Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Воздействие	радиочастотное
Частота	1 МГц / 2 МГц
Применение	лечение угревой сыпи / подтяжка кожи
Размер	406×578×1644 мм

Описание

ElaDerm работает без боли от микроигл, благодаря специальному **криогазу**, который выделяется одновременно с микроиглами.

- Микроиглы вводятся в кожу на определенную глубину, и радиочастотная энергия высвобождается внутри кожи. Это создает равномерный эффект глубокого прогрева тканей, который, в свою очередь, стимулирует выработку коллагена и новых коллагеновых волокон.
- Наконечник иглы содержит крошечные золотые иглы, которые действуют как внутренние проводники. Золото направляет радиочастотную энергию к коже, которая затем проникает в кожу и стимулирует выработку коллагена.

Показания:

- ☐ Подтягивает кожу лица.
- ☐ Восстанавливает кожу.
- ☐ Устраняет дефекты кожи.
- ☐ Уменьшает морщины и поры.
- ☐ Сужает поры.
- ☐ Уменьшает шрамы, такие как шрамы от угревой сыпи.
- ☐ Устраняет осмидроз.

Особенности аппарата ElaDerm:

- Вакуумное всасывание – уменьшает боль и усиливает радиочастотное воздействие на тонкие участки кожи, такие как лоб.

- Интеллектуальный контроль энергопотребления – возможность использовать только 1 МГц, 2 МГц или комбинацию 1 МГц и 2 МГц для достижения лучших результатов.
- Импульсный режим – минимизирует повреждение кожи.

Технические характеристики ElaDerm

Тип радиочастотной иглы	биполярная игла RF (радиочастотная)
Радиочастотная частота RF	1 МГц / 2 МГц
Мощность RF	до 50 Вт
Криоохлаждение (продолжительность)	предварительное и последующее распыление (0 ~ 99 мс)
Вакуумное всасывание	доступно во время процедуры
Размеры	406×578×1644 мм