

Косметологический аппарат VaserLipo

ИМ-7.115154

воздействие ультразвуковое

Solta Medical, США



Характеристики

Воздействие	ультразвуковое
Применение	коррекция фигуры / уменьшение объема тела / уменьшение целлюлита / устранение избыточной жировой ткани

Дополнительные характеристики

VaserLipo – косметологический комплекс для контурной коррекции фигуры, инфильтрации, аспирации и ультразвуковой липосакции. Особенностью этого аппарата является трехэтапный процесс операции: инфильтрация ультразвуковая эмульсификация и аспирация. Все этапы разделены во времени. Разделение всех фаз обеспечивает селективность действия УЗ на жировую клетчатку и, соответственно, безопасность процедуры.

Vaser-липосакция – система три в одном:

- Липосакция – коррекция избыточных жировых отложений и целлюлита с помощью деликатной хирургической методики.
- Липотрансфер (липофилинг) – перемещение жировой ткани из одной зоны лица или тела в другую с целью обретения недостающих объемов.
- Липоскульптурирование (4D-моделирование тела) – виртуозная «прорисовка» рельефов фигуры с помощью собственной жировой ткани пациента, а также комплексная коррекция пропорций тела и его визуальное совершенствование.

Жировые клетки после VASER-липосакции транспортируются в «живом», неповрежденном виде, поэтому процедура липофилинга, совмещенная с Вайзером, дает гораздо более качественный и долговременный результат – поскольку такие клетки обладают высоким процентом приживления.

Особенности аппарата VaserLipo:

- Кардинальная коррекция фигуры за один сеанс.
- Возможность удалить 7-10 литров за одну операцию жира без переливания крови.
- Детально проработанный рельеф в желаемой области.
- Тройная выгода от одной операции – липосакция, липофилинг и липоскульптура за одну операцию.
- Увеличение груди своим жиром от 0.5 до 1.5 размера.

- Часто бывает достаточно однократного введения жира.
- Липопластика лица и шеи, включая филеры из собственного жира.
- Лечение гинекомастии с формированием рельефа.
- Лечение целлюлита.
- Ретракция кожи (усадка) после операции лучше по сравнению с традиционной липосакцией.
- Выраженные результаты в малых зонах (лицо, шея, колени, голени, щиколотки).

Зонды

- Сделаны из сплава титана – легкие, прочные, долговечные и обладают низкой теплопроводностью, меньше царапаются.
- Мгновенно охлаждаются – достаточно убрать ногу с педали на несколько секунд, продолжив при этом движения.
- Не травмируют ткань – имеют округлые края, не имеют режущих кромок.
- Подвластен любой жир, включая фиброзированный. Зонды имеют различное количество канавок или «колец» (от одного до пяти). Это позволяет выбрать оптимальный зонд в зависимости от плотности жира, оперируемой области и задач хирурга.
- Диаметр от 2.2 до 4.5 мм.

Зонды для аппарата VaserLipo

Канюли

- Атравматичные – отверстия в канюлях не имеют острых краев и предназначены для эвакуации мелкодисперсной эмульсии адипоцитов.
- Рассчитаны на низкие показатели вакуума.
- Вентилируемые – никогда не забиваются жиром. Этому также способствует мелкодисперсная эмульсия.
- Диаметр от 2.4 до 6.0 мм.

Канюли для аппарата VaserLipo