

## Косметологический аппарат Wonder Face

ИМ-7.118192

воздействие радиочастотное / электростимуляция

Lexter Microelectronic Engineering Systems, Испания



### Характеристики

---

Воздействие	радиочастотное / электростимуляция
Применение	омоложение / разглаживание морщин

### Описание

---

**Wonder Face** – инновационная система для неинвазивного омоложения и тонизирования мышц лица, сочетающая в себе высокоинтенсивную нейромышечную технологию и синхронизированную радиочастоту. Аппарат разработан для комплексного решения эстетических проблем: от возрастной дряблости кожи до потери мышечного тонуса, обеспечивая естественный лифтинг-эффект без использования игл и хирургического вмешательства.

Действие Wonder Face основано на одновременном воздействии: нейромышечный излучатель приводит в тонус мышцы лба, щек и подбородка, в то время как радиочастота нагревает глубокие слои дермы, стимулируя выработку нового коллагена и эластина.

**Область применения:** эстетическая косметология, антивозрастная терапия и реабилитация после пластических операций.

### Основные преимущества и эффекты

- **Двойная синхронизированная технология:** одновременное воздействие на кожу и мышечный каркас лица для достижения быстрых и видимых результатов.
- **Глубокое обновление и лифтинг:** радиочастотное излучение подтягивает кожу, уменьшает видимость морщин и провисания, делая контур лица более четким.
- **Тонизирование лицевых мышц:** направленное воздействие на скуловые, лобные мышцы и платизму восстанавливает их упругость и объем.
- **Улучшение качества кожи:** стимуляция коллагенеза и усиление микроциркуляции крови возвращают коже сияние и здоровый вид.
- **Неинвазивный метод:** процедура не требует разрезов, игл и длительного времени восстановления, что значительно снижает риски для пациента.

### Программное обеспечение и режимы работы

Интеллектуальная система управления на базе планшета позволяет выбирать специализированные программы в зависимости от состояния кожи и целей клиента.

#### Специализированные программы

<b>Тонизирование</b>	Направлена на укрепление мышечного каркаса, повышение упругости и лучшее очерчивание контура лица.
<b>Лифтинг</b>	Предназначена для создания подтягивающего эффекта, уменьшения провисания и глубины морщин.
<b>Текстура кожи</b>	Работает над разглаживанием микрорельефа, уменьшением пор и коррекцией неровностей кожи.
<b>Восстановление</b>	Используется для регенерации кожи после агрессивных процедур или для ухода за уставшей кожей.

#### Технические характеристики

Габариты (Д×В×Ш)	34×33×27 см
Масса	2.5 кг
Количество независимых каналов	3 (Лобная, Скуловая, Подчелюстная группы мышц)
Тип волны	модулированные асимметричные двухфазные импульсы
Рабочая частота	5-250 Гц
Ритм сокращений	10-3500 п.п.м.
Ширина импульса	50-2000 мс
Максимальный выходной ток	100 мА (при нагрузке 1 кОм)
Тип радиочастоты	биполярная индукция поля
Динамическая частота RF	100 кГц
Мощность RF	15 Вт
Дисплей	10-дюймовый планшет
Электропитание	Вход 100-240 В, 50/60 Гц; Выход 12 В DC, 5 А