

Линза для витреолизиса Volk Idrees Mid-Vitreous

ИМ-7.112203 до 14.07.2027

для специальных процедур, увеличение изображения
1.11х, витреолизис

Volk Optical Inc., США



Характеристики

Назначение	для специальных процедур
Увеличение изображения	1.11х
Область применения	витреолизис

Описание

Линза Volk Idrees MidVitreous (VIMV) применяется для воздействия на нити стекловидного тела и помутнения в центральной части стекловидного тела. Линза Idrees MidVitreous обеспечивает высокое разрешение и рассеивающую способность, что приводит к снижению энергии лазера и делает лечение более безопасным для пациента.

Увеличение изображения	1.11х
Увеличение лазерного пятна	0.90х

- Линза предпочтительно используется для лечения пациентов с глубоко посаженными глазами.
- Уникальный элемент контактного фланца обеспечивает стабильность при лазерных процедурах.