medca+alog

Линза для витреолизиса Volk Singh Mid-Vitreous

ИМ-7.112203 до 14.07.2027

для специальных процедур, увеличение изображения 1.16х, витреолизис

Volk Optical Inc., США



Характеристики

 Назначение
 для специальных процедур

 Увеличение изображения
 1.16x

Область применения витреолизис

Описание

Линза Volk Singh Mid-Vitreousy (VSMV) обеспечивает отличную глубину для оптимального контроля во время процедуры лазерного витреолизиса. Она дает четкое представление о расположении плавающих включений по отношению к капсуле хрусталика и сетчатке, что обеспечивает более надежное и безопасное применение лазера.

Увеличение изображения	1.16x
Увеличение лазерного пятна	0.86x

- Превосходная глубина резкости.
- Фланец обеспечивает оптимальный контроль над глазом.
- Объектив помогает разместить лазер точно в нужном месте и предотвратить осечку.
- Эффективное испарение плавающих помутнений в середине стекловидного тела.