

Материал стоматологический для размягчения гуттаперчевых штифтов «Сольвадент» №2

ИМ-7.113108

жидкость, для размягчения гуттаперчевых штифтов

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	жидкость
Применение	для размягчения гуттаперчевых штифтов
Форма выпуска	жидкость 10 мл

Дополнительные характеристики

Жидкость №2 - для размягчения гуттаперчевых штифтов.

"Сольвадент" жидкость №2 представляет собой раствор гуттаперчи в легколетучем растворителе. Штифт под действием жидкости размягчается, превращаясь без термической обработки в химически пластифицированную гуттаперчу, что обеспечивает хорошее краевое прилегание obtурирующего материала и более точное повторение анатомии канала и верхушечного отверстия.