

Материал стоматологический Крезодент-ВладМиВа паста

ИМ-7.111858

паста, для пломбирования корневых каналов

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	паста
Применение	для пломбирования корневых каналов
Форма выпуска	паста 25 г

Дополнительные характеристики

Предназначена для пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, а также для пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы.

Паста «Крезодент-ВладМиВа» не содержит формалина, не раздражает периапикальные ткани.

Антисептическую основу пасты составляет парахлорфенол, оказывающий микробоцидное и микростатическое действие на все виды бактерий и сложные вирусы.

Паста содержит камфору, смягчающую воздействие фенолов на организм, и сульфат цинка - антисептик, обладающий вяжущими свойствами. □

Паста «Крезодент-ВладМиВа» рентгеноконтрастна, легко вводится и полностью заполняет корневой канал.

Материал отверждается в течение 24-78 часов, связывая внутриканальную влагу.