

## Материал стоматологический композитный для восстановления культи зуба «ДентЛайт» профессиональный набор

ИМ-7.116106

пломбирование полостей, универсальный, оттенок  
DA3 / DA2 / DA3.5 / EA1 / EA2 / EA3 / EB2 / ED2 / OA2 /  
OA3.5 / OB3

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,  
Россия



### Характеристики

---

Тип	пломбирование полостей
Назначение	универсальный
Оттенок	DA3 / DA2 / DA3.5 / EA1 / EA2 / EA3 / EB2 / ED2 / OA2 / OA3.5 / OB3
Форма выпуска	- микрогибридный композит; - режущий край 4,5 г x 12; - текучий композит «ДентЛайт»-флю (A2 ) 2 г; - адгезив однокомпонентный «ДентЛайт» 5 мл; - гель для травления эмали и дентина на орг.осн. 3 мл.

### Дополнительные характеристики

---

Цемент «Белокор» образуется при смешивании порошка и жидкости. Порошок представляет собой модифицированную окись цинка, жидкость - водный раствор полиакриловой кислоты.

Материал «Белокор» не оказывает раздражающего действия на пульпу зуба, так как при отверждении цемента pH быстро нарастает и становится нейтральным. Способность полиакриловой кислоты образовывать с протеином тканей зуба комплексы и ее высокая молекулярная масса ограничивают диффузию в ткани и дентинные канальца, поэтому материал не вызывает болевых ощущений при фиксации коронок и мостовидных протезов.

Материал обладает высокой адгезией к твердым тканям зуба и основным конструкционным материалам (золотым сплавам, фарфору, металлокерамике и т.д.) и низкой растворимостью.