

Слепочная масса Speedex Universal Activator

ИМ-7.108720 до 30.07.2025

активатор, для снятия слепка, смешивание 45 с,
рабочее время 1 мин 30 с, застывание 3 мин, объем
60 мл



Coltene/Whaledent AG, Швейцария

Характеристики

Тип	активатор
Применение	для снятия слепка
Состав	полисилоксан-эластомер
Время смешивания	45 с
Рабочее время	1 мин 30 с
Время застывания	3 мин
Объем	60 мл

Дополнительные характеристики

- универсальный активатор для материалов Speedex putty (базисного слепочного материала), Speedex light/medium body (корректирующего слепочного материала).