

Оттисковой материал President Regular Body

ИМ-7.108720 до 30.07.2025

корректирующая масса, для снятия слепка,
смешивание 15 с, рабочее время 2 мин, застывание 3
мин, объем 50 мл

Coltene/Whaledent AG, Швейцария



Характеристики

Тип	корректирующая масса
Применение	для снятия слепка
Состав	- картридж (50 мл) - 2 шт. / - насадки для смешивания желтые - 12 шт.
Время смешивания	15 с
Рабочее время	2 мин
Время застывания	3 мин
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

President light body - стоматологический оттисковой материал на основе силикона для применения с системами автоматического смешивания.

Тип материала: поливинилсилоксановый эластомер со специальными добавками

Характеристики:

- корректирующий материал для техники снятия оттиска putty-wash;
- материал шприца для техники одномоментного оттиска;
- материал для перебазировки оттисков.

База: синяя, активатор: светло-серый, ISO 4823, тип 2, средняя вязкость

Время замешивания: 0:15 мин.

Общее рабочее время: 2:00 мин.

Время полимеризации в полости рта (35 °C): 3:00 мин.