

Материал стоматологический светового отверждения для временных пломб «ТемпоФот»

ИМ-7.7063/1610 до 10.10.2021

временное пломбирование, консистенция текучая (низко-модульная) / пакуемая (конденсируемая)

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	временное пломбирование
Консистенция	текучая (низко-модульная) / пакуемая (конденсируемая)
Форма выпуска	- базовая паста (3 г).

Дополнительные характеристики

«ТемпоФот» применяется в качестве временного пломбировочного материала:

- при лечении кариеса, в том числе для покрытия лекарственного препарата в полости зуба;
- при закрытии полостей подготовленных для восстановления керамическими или композитными вкладками/накладками;
- в качестве временного пломбировочного материала.

«ТемпоФот» представляет собой светоотверждаемый композиционный материал на основе полиуретанакрилата и мелкодисперсного наполнителя.

Материал «ТемпоФот» выпускается в виде пасты (прозрачной и синей), в состав которой входят: активаторы светового отверждения; стабилизаторы; технологические добавки, обеспечивающие оптимальную консистенцию; бактерицидное вещество (хлорид бензалкония), которое оказывает микростатическое и микробоцидное действие на бактерии и кандиды.

Отвержденный материал «ТемпоФот» обладает сбалансированными свойствами твердости и эластичности, что обеспечивает стабильность пломбы на период временного пломбирования, и позволяет при этом легко и без остатка удалить материал из полости ручным инструментом (без высверливания).

Материал «ТемпоФот» выпускается 2-х консистенций: высоковязкая; низковязкая.

Высоковязкая паста хорошо моделируется и подходит для длительного пломбирования.

Низковязкая паста обладает оптимальной текучестью и легко адаптируется к стенкам полости, обеспечивая плотное прилегание и надежную герметизацию.