

## Микроигольчатый RF аппарат Secret RF

ИМ-7.116721

воздействие радиочастотное, частота 2 МГц

Illooda, Южная Корея



### Характеристики

---

Воздействие	радиочастотное
Частота	2 МГц
Применение	лечение угревой сыпи / омоложение / подтяжка кожи / разглаживание морщин

### Описание

---

**Secret RF** – это фракционная радиочастотная система с микроиглами, обеспечивающая высокую эффективность омоложения при минимальной инвазивности воздействия. В аппарате используется биполярная RF частота 2МГц и минимально инвазивные микроиглы для омоложения, объемной подтяжки тканей и улучшения качества кожи.

Высокоскоростная ручка в сочетании с шаговым двигателем обеспечивает стабильную подачу RF энергии и мгновенное проникновение микроигл в кожу.

#### Применение:

- Нехирургический лифтинг кожи.
- Омоложение всего лица (включая подвижное веко, область под глазами, кончик носа).
- Разглаживание морщин кожи лица, шеи, декольте.
- Повышение эластичности и упругости кожи.
- Коррекция шрамов, рубцов, постакне.
- Лечение угревой сыпи, расширенных пор, повышенной жирности кожи.
- Гиперпигментация.
- Лечение гравитационного птоза (в т.ч. «двойной подбородок»).
- Выравнивание рельефа и цвета кожи.

<b>Фракционная RF система с микроиглами</b>	
Выходная мощность	25 Вт (картриджи на 25 игл) 70 Вт (картриджи на 64 иглы)
Частота RF	2 МГц ± 20%
Интенсивность	0-100%, настройка по 10 шагов
Повтор	Одиночный / 0.2 с / 0.5 с / 0.8 с / 1 с / 2 с
Толщина иглы	0.25 мм
Площадь воздействия	1×1 см (25 игл) 1.5×1.5 см (64 иглы)
Глубина воздействия	0.5-3.5 мм (0.1 шаг)
Продолжительность воздействия	50-950 мс
<b>Монополярный RF модуль</b>	
Частота RF	2 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Интенсивность	0-100 (уровень), настройка 1 шаг
Повтор	Непрерывная волна
Продолжительность воздействия	1-60 мин (1 мин шаг)
Размер электрода	Диаметр 15 мм