

Набор для исследования гемостаза Diasens Тромбиновое время (ТВ)

ИМ-7.108164/2306

система открытая, тромбиновое время

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	тромбиновое время
Назначение	для определения тромбинового времени в плазме крови человека
Фасовка	Тромбин-реагент: 1 x 5 мл

Описание

Клоттинговый метод определения тромбинового времени в плазме крови человека основан на измерении времени образования фибринового сгустка после добавления тромбина к плазме крови.