

Набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов «Полидент №4»

ИМ-7.113109

паста, для полировки

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	паста
Применение	для полировки
Форма выпуска	паста 6 г

Дополнительные характеристики

Предназначена для окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиономеров и амальгам.

Паста «Полидент № 4» содержит абразив, гидрофильный пастообразователь и инертный наполнитель. Полировка пломбы выполняется пламевидными головками, чашечками с применением пасты. Для получения идеального блеска процедуру полировки необходимо проводить в течение 30-60 секунд.