

Набор реагентов Гамма-ГТ-ВИТАЛ

ИМ-7.105110 до 03.04.2022

реагенты, система открытая, ферменты, активность
гаммаглутамилтрансферазы, метод определения
унифицированный гемиглобинцианидный

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	активность гаммаглутамилтрансферазы
Метод	унифицированный гемиглобинцианидный
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Гамма-ГТ-ВИТАЛ для определения активности гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови.

РЕАГЕНТ № 1 – БУФЕР

трис/HCl, pH 8.25 100 ммоль/л

Глицилглицин 120 ммоль/л

РЕАГЕНТ № 2 – L-глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид

L-Glupa-C 9 ммоль/л