

Набор реагентов Щелочная Фосфатаза-ВИТАЛ (оптимизированный кинетический метод)

ИМ-7.113276

реагенты, система открытая, ферменты, щелочная
фосфатаза, метод определения оптимизированный
кинетический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	щелочная фосфатаза
Метод	оптимизированный кинетический
Материал исследования	моча / плазма крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Щелочная Фосфатаза-ВИТАЛ для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом.

Реагент № 1. Буфер

Глициновый буфер pH 10,4 – 55 ммоль/л

Mg 2+ – 0,5 ммоль/л

Реагент № 2. Гидроокись натрия

NaOH – 200 ммоль/л

Реагент № 3. п-нитрофенилфосфат

п-нитрофенилфосфат – 27 ммоль/л

Калибратор

п-нитрофенол – 50 мкмоль/л