

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ (метод ферментативный колориметрический с депротеинизацией)

ИМ-7.113259

реагенты, система открытая, субстраты, глюкоза,
метод определения ферментативный
колориметрический с депротеинизацией

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	глюкоза
Метод	ферментативный колориметрический с депротеинизацией
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации глюкозы в цельной крови ферментативным колориметрическим методом с депротеинизацией.