

## Набор реагентов QIAamp DNA FFPE Tissue Kit для выделения ДНК из срезов тканей в парафиновых блоках

ИМ-7.111830 до 12.05.2027

для выделения, ДНК

Qiagen GmbH, Германия



### Характеристики

---

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Для термоциклеров	- QIAcube Connect (производитель: Qiagen)

### Дополнительные характеристики

---

Набор предназначен для выделения геномной ДНК из фиксированных формалином и залитых парафином образцов тканей.

- быстрая очистка высококачественной ДНК;
- воспроизводимый и высокий выход ДНК;
- полное удаление примесей и ингибиторов.

Набор QIAamp DNA FFPE Tissue Kit специально разработан для очистки ДНК из фиксированных формалином, залитых парафином срезов тканей. Набор обеспечивает специальные условия лизиса для высвобождения ДНК из срезов тканей и для преодоления ингибирующих эффектов, вызванных сшивками нуклеиновых кислот под действием формалина. В комплекте используются спин-колонки QIAamp MinElute для очистки высококачественной ДНК в небольших объемах.

Очистка ДНК с использованием набора QIAamp DNA FFPE Tissue Kit может быть автоматизирована на станции QIAcube Connect.