

## Набор реагентов РеалБест ДНК VZV для выявления ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая

ИМ-7.114090

для определения, ДНК, лишай / оспа

Вектор-Бест АО, Россия



### Характеристики

---

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение            | для определения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Выделение             | ДНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Определяемый параметр | лишай / оспа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Для термоциклеров     | Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Комплектация          | <p>Комплект 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка;</li><li>- готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок).</li></ul> <p>Принадлежности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- оптическая пленка – 2 листа.</li></ul> <p>Комплект 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка;</li><li>- реакционная смесь для ПЦР (РС), лиофилизированная – 5 пробирок, каждая на 10 определений;</li><li>- раствор для восстановления (РВ) – 1 флакон.</li></ul> |