

Набор реагентов TS-АПТВ

ИМ-7.111792 до 22.04.2027

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, тромбопластиновое время

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution
Параметр определения	тромбопластиновое время

Описание

Набор реагентов TS-АПТВ для определения активированного парциального тромбопластинного времени. Предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза – определения активированного парциального (частичного) тромбопластинного времени (АПТВ/АЧТВ) на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution. Определение АПТВ проводится для оценки внутреннего пути активации свертывания в плазме крови.

Каталожный номер: 851

Число определений при разном расходе реагентов:

Расход на одно определение	Количество определений
0.1 мл	400
0.15 мл	800

Фасовка:

- АПТВ-реагент (жидкий реагент, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл – 8 фл.
- Кальция хлорид (0.025 М раствор), 10 мл – 4 фл.