

Набор калибраторов TS-Фибриноген-калибратор

ИМ-7.111609 до 01.04.2027

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, фибриноген

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution
Параметр определения	фибриноген

Описание

Набор калибраторов TS-Фибриноген-калибратор (Каталожный номер: 860) – предназначен для получения калибровочных значений времени свёртывания при определении концентрации фибриногена в плазме крови модифицированным методом Клаусса без предварительного разведения исследуемой плазмы на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution с использованием Набора реагентов TS-фибриноген.

Принцип метода

Определяется время свертывания цитратной плазмы избытком тромбина в присутствии ингибитора полимеризации фибрина (модифицированный метод Клаусса). Время свертывания при этом зависит от концентрации фибриногена.

Область применения набора:

Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

Состав набора:

1. Калибратор № 1 (лиофильно высушенный) – 1 фл.
2. Калибратор № 2 (лиофильно высушенный) – 1 фл.
3. Калибратор № 3 (лиофильно высушенный) – 1 фл.
4. Калибратор № 4 (лиофильно высушенный) – 1 фл.
5. Калибратор № 5 (лиофильно высушенный) – 1 фл.