medca+alog

Набор реагентов TS-калибратор

ИМ-7.111604 до 01.04.2027

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, калибровочная плазма

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система закрытая

Для анализаторов Technology Solution

Параметр определения калибровочная плазма

Описание

Набор калибровочных плазм ТS-калибратор применяют для получения калибровочных значений и построения калибровочных кривых для исследования системы гемостаза на линейке полуавтоматических и автоматических коа-гулометров Technology Solution. Использование калибровочной плазмы освобождает в большинстве случаев от необходимости получения от здоровых людей свежей нормальной плазмы крови.

Принцип метода

Использование калибровочных значений и калибровочных кривых при исследовании параметров системы гемостаза при помощи линейки коагулометров Technology Solution. Калибровочная плазма является пулом бедной тромбоцитами плазмы крови здоровых людей. Калибровочная плазма специально подготовлена для получения заданных калибровочных значений.

Область применения набора:

□Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

Каталожный номер: 858

Состав:

- TS-калибратор (лиофильно высушенная калибровочная плазма), на 1 мл – 6 фл.