

Набор реагентов TS-Тромбин

ИМ-7.111606 до 01.04.2027

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, тромбиновое время

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution
Параметр определения	тромбиновое время

Описание

Набор реагентов TS-Тромбин предназначен для определения тромбинового времени на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution. Определение тромбинового времени проводится для оценки конечного этапа свертывания плазмы крови при профилактическом или лечебном назначении антикоагулянтов, в связи с артериальными или венозными тромбозами (инфаркт миокарда, тромбоз глубоких вен, тромбоз легочной артерии и др.), а также при выявлении врожденной или приобретенной (цирроз печени) дисфибриногенемии.

Принцип метода

Определение времени свертывания плазмы крови под действием тромбина стандартной активности.

Область применения набора:

Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

Каталожный номер: 853

Комплектация № 1:

- Тромбин (лиофильно высушенный реагент) – 10 фл.;

Комплектация № 2:

- Тромбин (жидкий реагент), 10 мл – 10 фл.