

Набор суспензий на основе гидроокиси кальция для обработки и лечения инфицированного дентина и корневых каналов зубов «Кальцесепт»

ИМ-7.98206/1610 до 10.10.2021

суспензия, для дезинфекции полости зуба / для лечения пульпита / для лечения пародонтитов / для лечения гингивитов / для пломбирования корневых каналов, рентгеноконтрастный

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,
Россия



Характеристики

Тип	суспензия
Применение	для дезинфекции полости зуба / для лечения пульпита / для лечения пародонтитов / для лечения гингивитов / для пломбирования корневых каналов
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	- суспензия № 1 - 2.5 мл; - суспензия № 2 - 2.5 мл.

Дополнительные характеристики

Назначение:

- обработка инфицированных корневых каналов постоянных зубов;
- лечение труднопроходимых, а также проблемных каналов зубов;
- непрягая изоляция пульпы для глубоких полостей;
- прямое защитное покрытие пульпы гидроокисью кальция, а также в качестве лечебной кальцийсодержащей прокладки в глубоких полостях;
- лечение каналов молочных зубов и зубов с несформированными корнями;
- пломбирование корневых каналов зубов при восстановлении перфораций и трещин;
- лечение пульпитов зубов биологическим методом с сохранением корневой пульпы;
- пломбирование каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах;
- лечение пародонтитов, гингивитов (в качестве сильного бактерицидного средства);
- поэтапная и неоднократная обработка в случае значительной активности микрофлоры для полного создания стерильной среды в дентине.

Стоматологический набор «Кальцесепт» представляет собой высокодисперсные стерильные пасты-суспензии:

- суспензия №1 содержит в изотоническом растворе гидроокись кальция (41%), рентгеноконтрастный компонент - сульфат бария (не менее 8%);

- суспензия №2 содержит в изотоническом растворе гидроокись кальция (41%), сульфат бария (не менее 8%) и добавку с ионами меди, бактерицидную по отношению ко всем видам микроорганизмов.