

Набор жидких контролей / Liquid control set

ИМ-7.107666 до 18.07.2024

система закрытая, для анализаторов Multiplate,
импедансная агрегатометрия

Roche Diagnostics GmbH, Германия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Multiplate
Метод определения	импедансная агрегатометрия
Назначение	для проведения контроля качества при импедансной агрегатометрии на основании анализа искусственного жидкого контрольного материала

Описание

Набор жидких контролей состоит из двух жидкостей, «Раствор 1» и «Раствор 2», с разной ионной силой.