

Набор реагентов Diasens Альбумин

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, липидный профиль,
глюкоза, метод определения колориметрический / с
бромкрезоловым зеленым, объем 500 мл

Диасенс УП, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	липидный профиль
Параметр определения	глюкоза
Метод	колориметрический / с бромкрезоловым зеленым
Объем	500 мл
Состав набора	Реагенты: 500 мл; Калибратор: 1 x 2 мл

Дополнительные характеристики

Альбумин – один из наиболее важных белков, синтезируется в печени. Альбумин выполняет широкий перечень важных функций в организме: питание, поддержание онкотического давления, транспорт кальция, билирубина, свободных жирных кислот, лекарств, стероидов.

Диагноз не должен быть поставлен на результатах одного теста, а на совокупности клинических симптомов и других исследований.